



More information on the website  
[mirror.radwag.com/pl/info,w1,5G6](http://mirror.radwag.com/pl/info,w1,5G6)

# Wzorzec masy klasy E2 - cylindryczny 5 g

OP-103-0040



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

## Dane techniczne

Parametry metrologiczne	
Klasa dokładności OIML	E2
Konstrukcja	
Materiał	Stal nierdzewna
Wartość nominalna	5 g

## Pasuje do (Dodatkowo płatne)

Pincety

Pędzle