



More information on the website  
[mirror.radwag.com/pl/info,w1,5G6](https://mirror.radwag.com/pl/info,w1,5G6)

## Wzorzec masy klasy E2 - cylindryczny 5 g

OP-103-0040



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

### Dane techniczne

#### Parametry metrologiczne

Klasa dokładności OIML E2

#### Konstrukcja

Materiał Stal nierdzewna

Wartość nominalna 5 g

### Pasuje do (Dodatkowo płatne)

Pincety

Pędzle