



More information on the website  
[mirror.radwag.com/pl/info,w1,5HY](http://mirror.radwag.com/pl/info,w1,5HY)

# Wzorce masy klasy E2, cylindryczne, zestaw (1 g - 5 kg), opakowanie drewniane

OK-101-0036



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

## Dane techniczne

### Parametry metrologiczne

Klasa dokładności OIML E2

### Konstrukcja

Materiał Stal nierdzewna

Masa 11 110 g

Wartość nominalna 1 g – 5 kg

Ilość 16 szt

## Pasuje do (Dodatkowo płatne)

Pincety

Pędzle