



More information on the website  
[mirror.radwag.com/fr/info,w1,5JA](https://mirror.radwag.com/fr/info,w1,5JA)

# Cylindrique, ensemble (1 kg - 5 kg), boîte en bois

OK-501-0035



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Paramètres Techniques

Paramètres métrologiques	
Classe de précision OIML	E1
Construction	
Matière	Acier inoxydable
Masse	10 000 g
Valeur nominale	1 – 5 kg
Nombre	4 pièces

## Compatible avec (Additional Fee)

Pinceaux