



More information on the website  
[mirror.radwag.com/br/info,w1,614](https://mirror.radwag.com/br/info,w1,614)

## Pesos padrão M1 - botão, conjunto (1 g - 50 g), caixa plástica

OK-402-0064



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

### Ficha Técnica

#### Parâmetros metrológicos

Classe OIML	M1
Peso	110 g
Valor nominal	1 – 50 g
Quantidade	8 pçs

### Compatível com (Additional Fee)

!Pincéis