



More information on the website  
[mirror.radwag.com/fr/info,w1,614](https://mirror.radwag.com/fr/info,w1,614)

## Poids de classe M1, cylindrique à bouton, ensemble (1 g - 50 g), boîte plastique

OK-402-0064



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

### Paramètres Techniques

#### Paramètres métrologiques

Classe de précision OIML	M1
Masse	110 g
Valeur nominale	1 – 50 g
Nombre	8 pièces

### Compatible avec (Additional Fee)

Pinceaux