



More information on the website  
[mirror.radwag.com/fr/info,w1,6F2](https://mirror.radwag.com/fr/info,w1,6F2)

# Cylindrique, ensemble (1 mg - 5 kg), boîte plastique

OK-502-0020



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Paramètres Techniques

Paramètres métrologiques	
Classe de précision OIML	E1
Construction	
Matière	Acier inoxydable
Masse	11 111,11 g
Valeur nominale	1 mg – 5 kg
Nombre	28 pièces

## Compatible avec (Additional Fee)

Pince à épiler

Pinceaux