



More information on the website
mirror.radwag.com/fr/info,w1,6F2

Cylindrique, ensemble (1 mg - 5 kg), boîte plastique

OK-502-0020



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Paramètres Techniques

Paramètres métrologiques		
Classe de précision OIML		E1
Construction		
Matière		Acier inoxydable
Masse		11 111,11 g
Valeur nominale		1 mg – 5 kg
Nombre		28 pièces

Compatible avec (Additional Fee)

Pince à épiler

Pinceaux