



More information on the website  
[mirror.radwag.com/tr/info,w1,6F2](https://mirror.radwag.com/tr/info,w1,6F2)

## Silindirik ağırlık seti (1 mg - 5 kg), plastik kutuda



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

### Teknik Veriler

Metrolojik parametreler	
OIML sınıfı	E1
Konstrüksiyon	
Malzeme	Paslanmaz çelik
Ağırlık	11 111,11 g
Nominal değer	1 mg – 5 kg
Quantity	28 adet

### İle uyumlu

Cımbız

Fırçalar