



More information on the website
mirror.radwag.com/tr/info,w1,6F2

Silindirik ağırlık seti (1 mg - 5 kg), plastik kutuda

OK-502-0020



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Teknik Veriler

Metrolojik parametreler

OIML sınıfı E1

Konstrüksiyon

Malzeme Paslanmaz çelik

Ağırlık 11 111,11 g

Nominal değer 1 mg – 5 kg

Quantity 28 adet

İle uyumlu (Additional Fee)

Cımbız

Fırçalar