



More information on the website  
mirror.radwag.com/tr/info,w1,6GR

# F1 Kütle standardı- ayar deliksiz silindirik ağırlıklar, set (1 g - 500 g), plastik kutulu

OK-202-0075



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Teknik Veriler

### Metrolojik parametreler

OIML sınıfı F1

### Konstrüksiyon

Malzeme Paslanmaz çelik

Ağırlık 1 110 g

Nominal değer 1 – 500 g

Quantity 12 adet

## İle uyumlu (Additional Fee)

Cımbız

Fırçalar