

Kabel PT0453

WX-013-0238





The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Beschreibung

Das Kabel PT0453 wird für den Anschluss der 5Y-Waage oder des PUE CY10-Terminals an einen printer RADWAG RTP verwendet. Die Standardlänge beträgt 2 m.

Kompatibel mit (Additional Fee)

Mikrowaage XA 5Y.M.A Analysenwaage XA 5Y.A Analysenwaage AS 5Y Analysenwaage für Filter XA 5Y.F Analysenwaage XA 5Y Automatische Zuführung Mikrowaage XA 5Y.M Thermische Drucker