



More information on the website
mirror.radwag.com/de/info,w1,6NX

Kabel PT0453

WX-013-0238



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Beschreibung

Das Kabel PT0453 wird für den Anschluss der 5Y-Waage oder des PUE CY10-Terminals an einen printer RADWAG RTP verwendet. Die Standardlänge beträgt 2 m.

Kompatibel mit (Additional Fee)

Mikrowaage XA 5Y.M.A
 Analysenwaage XA 5Y.A
 Analysenwaage AS 5Y
 Analysenwaage für Filter XA 5Y.F

Analysenwaage XA 5Y
 Automatische Zuführung
 Mikrowaage XA 5Y.M
 Thermische Drucker