



More information on the website  
[mirror.radwag.com/it/info,w1,6NX](https://mirror.radwag.com/it/info,w1,6NX)

## Cavo PT0453

WX-013-0238



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

### Caratteristiche generali

Cavo PT0453 serve per collegare la bilancia serie 5Y o il terminale PUE CY10 con l'alimentatore PA-04/H. La sua lunghezza standard è di 2 m.

### Compatibile con (Additional Fee)

Microbilancia XA 5Y.M.A  
Bilancia analitica XA 5Y.A  
Bilancia analitica AS 5Y  
Bilancia analitica per filtri XA 5Y.F

Bilancia analitica XA 5Y  
Alimentatore campioni automatico  
Microbilancia XA 5Y.M  
Stampanti di ricevuta