



More information on the website
mirror.radwag.com/it/info,w1,6NX

Cavo PT0453

WX-013-0238



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Caratteristiche generali

Cavo PT0453 serve per collegare la bilancia serie 5Y o il terminale PUE CY10 con l'alimentatore PA-04/H. La sua lunghezza standard è di 2 m.

Compatibile con (Additional Fee)

Microbilancia XA 5Y.M.A
Bilancia analitica XA 5Y.A
Bilancia analitica AS 5Y
Bilancia analitica per filtri XA 5Y.F

Bilancia analitica XA 5Y
Alimentatore campioni automatico
Microbilancia XA 5Y.M
Stampanti di ricevuta