



More information on the website
mirror.radwag.com/pl/info,w1,6NX

Przewód PT0453

WX-013-0238



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

Opis

Przewód PT0453 służy do połączenia wagi serii 5Y lub terminala PUE CY10 z podajnikiem PA-04/H. Jego standardowa długość wynosi 2 m.

Pasuje do (Dodatkowo płatne)

Mikrowaga XA 5Y.M.A
Waga analityczna XA 5Y.A
Waga analityczna AS 5Y
Waga analityczna do filtrów XA 5Y.F

Waga analityczna XA 5Y
Podajniki automatyczne
Mikrowaga XA 5Y.M
Drukarki paragonowe