



More information on the website  
[mirror.radwag.com/pl/info,w1,6NX](https://mirror.radwag.com/pl/info,w1,6NX)

## Przewód PT0453



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

### Opis

Przewód PT0453 służy do połączenia wagi serii 5Y lub terminala PUE CY10 z podajnikiem PA-04/H. Jego standardowa długość wynosi 2 m.

### Pasuje do

Mikrowaga XA 5Y.M.A  
Waga analityczna XA 5Y.A  
Waga analityczna AS 5Y  
Waga analityczna do filtrów XA 5Y.F

Waga analityczna XA 5Y  
Podajniki automatyczne  
Mikrowaga XA 5Y.M  
Drukarki paragonowe