



More information on the website
mirror.radwag.com/pl/info,w1,6NX

Przewód PT0453



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

Opis

Przewód PT0453 służy do połączenia wagi serii 5Y lub terminala PUE CY10 z podajnikiem PA-04/H. Jego standardowa długość wynosi 2 m.

Pasuje do

Mikrowaga XA 5Y.M.A
Waga analityczna XA 5Y.A
Waga analityczna AS 5Y
Waga analityczna do filtrów XA 5Y.F

Waga analityczna XA 5Y
Podajniki automatyczne
Mikrowaga XA 5Y.M
Drukarki paragonowe