



More information on the website  
[mirror.radwag.com/tr/info,w1,6NX](https://mirror.radwag.com/tr/info,w1,6NX)

## PT0453 Cable

WX-013-0238



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

### Genel Açıklama

PT0453 kablosu, 5Y serisi teraziye veya PUE CY10 terminalini PA-04/H besleyiciye bağlamak için kullanılır. Standart uzunluğu 2 m'dir.

### İle uyumlu (Additional Fee)

XA 5Y.M.A Mikro Teraziler  
XA 5Y.A Analitik Terazi  
AS 5Y Analitik Teraziler  
Filtreleri için Analitik Terazi XA 5Y.F

XA 5Y Analitik Terazi  
Otomatik Besleyiciler  
XA 5Y.M Mikro Teraziler  
Fiş yazıcı