



More information on the website
mirror.radwag.com/tr/info,w1,6NX

PT0453 Cable

WX-013-0238



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Genel Açıklama

PT0453 kablosu, 5Y serisi teraziye veya PUE CY10 terminalini PA-04/H besleyiciye bağlamak için kullanılır. Standart uzunluğu 2 m'dir.

İle uyumlu (Additional Fee)

XA 5Y.M.A Mikro Teraziler
XA 5Y.A Analitik Terazi
AS 5Y Analitik Teraziler
Filtreleri için Analitik Terazi XA 5Y.F

XA 5Y Analitik Terazi
Otomatik Besleyiciler
XA 5Y.M Mikro Teraziler
Fiş yazıcı