



More information on the website
mirror.radwag.com/it/info,w1,6X9

Pinzetta da 105 mm con punta in fibra di carbonio per pesi standard 50 g

OA-102-0008



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Specifiche

| Costruzione | |
|------------------|-------------------------------|
| Materiale | Stainless steel, carbon fiber |
| Parametri fisici | |
| Lunghezza | 105 mm |

Compatibile con (Additional Fee)

Pesì standard E1 - cilindrici, set (1 mg - 10 kg)
 Pesì standard F1 - filo di acciaio inossidabile
 Pesì standard F1 - cilindrici con cavità di adiacenza, set
 Pesì standard F2 - filo di acciaio inossidabile
 Pesì standard F2 - trave
 Pesì standard E2 - filo di acciaio inossidabile
 Pesì standard E2 - cilindrici, set (1 mg - 10 kg)
 Pesì standard F2 - cilindrici con cavità di adiacenza, set
 Pesì standard E2 - cilindrici, set (1 g - 10 kg)
 Pesì standard F2 - asolata
 Pesì standard M1 - lamina
 Pesì standard F2 - lamina
 Pesì standard F1 - cilindrici, set

Pesì standard E2 - filo di acciaio inossidabile, set (1 mg - 500 mg)
 Pesì standard E2 - lamina
 Pesì standard E2 - cilindrici
 Pesì standard F1 - lamina, set
 Pesì standard E1 - filo di acciaio inossidabile
 Pesì standard F2 - cilindrici con cavità di adiacenza
 Pesì standard F2 - lamina, set
 Pesì standard M1 - cilindrici
 Pesì standard F1 - cilindrici con cavità di adiacenza
 Pesì standard E1 - lamina
 Pesì standard E1 - cilindrici
 Pesì standard E2 - lamina, set (1 mg - 500 mg)
 Pesì standard E1 - lamina, set (1 mg - 500 mg)

Pesi standard F1 - lamina
Pesi standard E1 - filo di acciaio inossidabile, set (1 mg - 500 mg)
Pesi standard F1 - cilindrici

Pesi standard F2 -
Filo di acciaio inossidabile, set
Pesi standard F1 - filo di acciaio inossidabile, set
Pesi standard M1 - lamina, set