



More information on the website
mirror.radwag.com/de/info,w1,6YQ

Prüfgewichte der E2 Klasse - Knopfgewichte, Satz (1 g - 1 kg), Holz-Etui

OK-101-0034



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Technische Daten

Messtechnische Parameter	
OIML-Klasse	E2
Konstruktion	
Material	Edelstahl
Gewicht	2 110 g
Nominalwert	1 g – 1 kg
Anzahl	13 St.

Kompatibel mit (Additional Fee)

Pinzetten

Pinzel