



More information on the website
mirror.radwag.com/tr/info,w1,6YQ

Silindirik ağırlık seti (1 g - 1 kg), tahta kutuda



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Teknik Veriler

Metrolojik parametreler	
OIML sınıfı	E2
Konstrüksiyon	
Malzeme	Paslanmaz çelik
Ağırlık	2 110 g
Nominal değer	1 g – 1 kg
Quantity	13 adet

İle uyumlu

Cımbız

Fırçalar