



More information on the website
mirror.radwag.com/tr/info,w1,6YQ

Silindirik ağırlık seti (1 g - 1 kg), tahta kutuda

OK-101-0034



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Teknik Veriler

Metrolojik parametreler

OIML sınıfı E2

Konstrüksiyon

Malzeme Paslanmaz çelik

Ağırlık 2 110 g

Nominal değer 1 g – 1 kg

Quantity 13 adet

İle uyumlu (Additional Fee)

Cımbız

Fırçalar