



More information on the website  
[mirror.radwag.com/fr/info,w1,6Z5](https://mirror.radwag.com/fr/info,w1,6Z5)

# Poids de classe M1, cylindrique à bouton, ensemble (1 mg - 100 g), boîte plastique

OK-402-0072



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Paramètres Techniques

### Paramètres métrologiques

Classe de précision OIML	M1
Masse	211,11 g
Valeur nominale	1 mg – 100 g
Nombre	21 pièces

## Compatible avec (Additional Fee)

Pinceaux