



More information on the website
mirror.radwag.com/de/info,w1,70l

Prüfgewicht der F1 Klasse - Knopfgewichte mit Justierkammer, Satz (1 mg - 500 g), Kunststoff-Etui

OK-202-0067



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Technische Daten

| Messtechnische Parameter | |
|--------------------------|--------------|
| OIML-Klasse | F1 |
| Konstruktion | |
| Material | Edelstahl |
| Gewicht | 1 111,11 g |
| Nominalwert | 1 mg - 500 g |
| Anzahl | 24 St. |

Kompatibel mit (Additional Fee)

Pinzetten

Pinsel