



More information on the website
mirror.radwag.com/es/info,w1,70l

Cilíndrico con cámara de ajuste, juego (1 mg - 500 g), caja de plástico

OK-202-0067



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Datos técnicos

Parámetros metrológicos

Clase OIML F1

Construcción

Material Acero inoxidable

Masa 1 111,11 g

Valor nominal 1 mg - 500 g

Número 24 pieza

Trabaja con (Additional Fee)

Pinzas

Cepillos