



More information on the website
mirror.radwag.com/es/info,w1,70l

Cilíndrico con cámara de ajuste, juego (1 mg - 500 g), caja de plástico

OK-202-0067



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Datos técnicos

Parámetros metrológicos

| | |
|------------|----|
| Clase OIML | F1 |
|------------|----|

Construcción

| | |
|----------|------------------|
| Material | Acero inoxidable |
|----------|------------------|

| | |
|------|------------|
| Masa | 1 111,11 g |
|------|------------|

| | |
|---------------|--------------|
| Valor nominal | 1 mg - 500 g |
|---------------|--------------|

| | |
|--------|----------|
| Número | 24 pieza |
|--------|----------|

Trabaja con (Additional Fee)

Pinzas

Cepillos