



More information on the website
mirror.radwag.com/es/info,w1,701

Cilíndrico con cámara de ajuste, juego (1 mg - 500 g), caja de plástico

OK-202-0067



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Datos técnicos

Parámetros metrológicos

Clase OIML	F1
------------	----

Construcción

Material	Acero inoxidable
----------	------------------

Masa	1 111,11 g
------	------------

Valor nominal	1 mg - 500 g
---------------	--------------

Número	24 pieza
--------	----------

Trabaja con (Additional Fee)

Pinzas

Cepillos