



More information on the website  
[mirror.radwag.com/fr/info,w1,70I](http://mirror.radwag.com/fr/info,w1,70I)

## Cylindrique à bouton avec cavité d'ajustage, ensemble (1 mg - 500 g), boîte plastique



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

### Paramètres Techniques

Paramètres métrologiques	
Classe de précision OIML	F1
Construction	
Matière	Acier inoxydable
Masse	1 111,11 g
Valeur nominale	1 mg - 500 g
Nombre	24 pièces

### Compatible avec

Pince à épiler

Pinceaux