



More information on the website
mirror.radwag.com/it/info,w1,70l

Cilindrico con cavità di adiacenza, set (1 mg - 500 g), imballaggi in plastica

OK-202-0067



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Specifiche

Parametri metrologici

Classe OIML F1

Costruzione

Materiale Stainless steel

Peso 1 111,11 g

Valore nominale 1 mg - 500 g

Numero 24 pcs

Compatibile con (Additional Fee)

Pinzette

Pennelli