



More information on the website  
[mirror.radwag.com/pl/info,w1,747](https://mirror.radwag.com/pl/info,w1,747)

## Uchwyt laboratoryjny UL-03-2 (XA)



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

### Dane techniczne

#### Parametry fizyczne

Wymiary opakowania	110×102×56 mm
Masa netto	103 g
Masa brutto	145 g

### Pasuje do

Waga analityczna XA 5Y.A

Waga analityczna XA 5Y