



More information on the website  
[mirror.radwag.com/tr/info,w1,747](http://mirror.radwag.com/tr/info,w1,747)

## UL-03-2 (XA) Laboratuvar için tutucu

WX-001-0438



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

### Teknik Veriler

#### Fiziksel parametreler

Ambalaj boyutları	110×102×56 mm
Net ağırlık	103 g
Brüt ağırlık	145 g

### İle uyumlu (Additional Fee)

XA 5Y.A Analitik Terazı

XA 5Y Analitik Terazı