



More information on the website  
[mirror.radwag.com/de/info,w1,7FM](http://mirror.radwag.com/de/info,w1,7FM)

# Prüfgewicht der F1 Klasse - Zylindergewicht mit Ringschraube - 1000 kg - Servicekoffer

OP-204-0011



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Technische Daten

Messtechnische Parameter	
OIML-Klasse	F1
Konstruktion	
Material	Edelstahl
Nominalwert	1000 kg

## Kompatibel mit (Additional Fee)

Pinsel