



More information on the website
mirror.radwag.com/pl/info,w1,7FM

Wzorzec masy klasy F1 - cylindryczny z oczkiem 1000 kg - opakowanie serwisowe

OP-204-0011



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

Dane techniczne

Parametry metrologiczne

Klasa dokładności OIML F1

Konstrukcja

Materiał Stal nierdzewna

Wartość nominalna 1000 kg

Pasuje do (Dodatkowo płatne)

Pędzle