



More information on the website
mirror.radwag.com/es/info,w1,7FN

Cilíndrico con cámara de ajuste, juego (1 mg - 5 kg), caja de plástico

OK-202-0070



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Datos técnicos

| Parámetros metrológicos | |
|-------------------------|------------------|
| Clase OIML | F1 |
| Construcción | |
| Material | Acero inoxidable |
| Masa | 11 111,11 g |
| Valor nominal | 1 mg – 5 kg |
| Número | 28 pieza |

Trabaja con (Additional Fee)

Pinzas

Cepillos