



More information on the website  
[mirror.radwag.com/fr/info,w1,7FN](https://mirror.radwag.com/fr/info,w1,7FN)

## Cylindrique à bouton avec cavité d'ajustage, ensemble (1 mg - 5 kg), boîte plastique

OK-202-0070



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

### Paramètres Techniques

Paramètres métrologiques	
Classe de précision OIML	F1
Construction	
Matière	Acier inoxydable
Masse	11 111,11 g
Valeur nominale	1 mg – 5 kg
Nombre	28 pièces

### Compatible avec (Additional Fee)

Pince à épiler

Pinceaux