

## Cylindrique à bouton avec cavité d'ajustage, ensemble (1 mg - 5 kg), boîte plastique OK-202-0070





The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## **Paramètres Techniques**

Paramètres métrologiques	
Classe de précision OIML	F1
Construction	
Matière	Acier inoxydable
Masse	11 111,11 g
Valeur nominale	1 mg – 5 kg
Nombre	28 pièces

## **Compatible avec (Additional Fee)**

Pince à épiler Pinceaux