



More information on the website  
[mirror.radwag.com/it/info,w1,7FN](https://mirror.radwag.com/it/info,w1,7FN)

# Cilindrico con cavità di adiacenza, set (1 mg - 5 kg), imballaggi in plastica

OK-202-0070



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Specifiche

Parametri metrologici	
Classe OIML	F1
Costruzione	
Materiale	Stainless steel
Peso	11 111,11 g
Valore nominale	1 mg – 5 kg
Numero	28 pcs

## Compatibile con (Additional Fee)

Pinzette

Pennelli