



More information on the website  
[mirror.radwag.com/tr/info,w1,7FN](http://mirror.radwag.com/tr/info,w1,7FN)

# F1 Kütle standardı- ayar delikli silindirik ağırlıklar, set (1 mg - 5 kg), plastik kutulu

OK-202-0070



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Teknik Veriler

### Metrolojik parametreler

OIML sınıfı F1

### Konstrüksiyon

Malzeme Paslanmaz çelik

Ağırlık 11 111,11 g

Nominal değer 1 mg – 5 kg

Quantity 28 adet

## İle uyumlu (Additional Fee)

Cımbız

Fırçalar