



More information on the website
mirror.radwag.com/pl/info,w1,7FR

Wzorzec masy klasy F1 - cylindryczny z 4 uchwytami 200 kg - opakowanie drewniane

OP-201-0025



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

Dane techniczne

| Parametry metrologiczne | |
|-------------------------|-----------------|
| Klasa dokładności OIML | F1 |
| Konstrukcja | |
| Materiał | Stal nierdzewna |
| Wartość nominalna | 200 kg |

Pasuje do (Dodatkowo płatne)

Pędzle