



More information on the website  
[mirror.radwag.com/br/info,w1,7H5](https://mirror.radwag.com/br/info,w1,7H5)

# Pesos botão, jogo (1 g - 200 g), estojo de plástico

OK-502-0006



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Ficha Técnica

Parâmetros metrológicos	
Classe OIML	E1
Construção	
Material	aço inoxidável
Peso	610 g
Valor nominal	1 – 200 g
Quantidade	11 pçs

## Compatível com (Additional Fee)

!Pinças

!Pincéis