



More information on the website  
[mirror.radwag.com/fr/info,w1,7H5](https://mirror.radwag.com/fr/info,w1,7H5)

# Cylindrique, ensemble (1 g - 200 g), boîte plastique

OK-502-0006



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Paramètres Techniques

### Paramètres métrologiques

Classe de précision OIML E1

### Construction

Matière Acier inoxydable

Masse 610 g

Valeur nominale 1 – 200 g

Nombre 11 pièces

## Compatible avec (Additional Fee)

Pince à épiler

Pinceaux