



More information on the website  
[mirror.radwag.com/pl/info,w1,7MC](http://mirror.radwag.com/pl/info,w1,7MC)

# Wzorzec masy klasy F1 - cylindryczny bez jamy adiustacyjnej 2 g

OP-203-0099



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

## Dane techniczne

### Parametry metrologiczne

Klasa dokładności OIML	F1
------------------------	----

### Konstrukcja

Materiał	Stal nierdzewna
----------	-----------------

Wartość nominalna	2 g
-------------------	-----

## Pasuje do (Dodatkowo płatne)

Pincety

Pędzle