



More information on the website
mirror.radwag.com/pl/info,w1,7MC

Wzorzec masy klasy F1 - cylindryczny bez jamy adiustacyjnej 2 g

OP-203-0099



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

Dane techniczne

Parametry metrologiczne	
Klasa dokładności OIML	F1
Konstrukcja	
Materiał	Stal nierdzewna
Wartość nominalna	2 g

Pasuje do (Dodatkowo płatne)

Pincety

Pędzle