



More information on the website  
[mirror.radwag.com/pl/info,w1,7S0](https://mirror.radwag.com/pl/info,w1,7S0)

# Wzorzec masy klasy M1 - prostokątny, efekt cynkowania 500 kg

OP-403-0105



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

## Dane techniczne

### Parametry metrologiczne

Klasa dokładności OIML	M1
Wartość nominalna	500 kg

## Pasuje do (Dodatkowo płatne)

Pędzle