



More information on the website
mirror.radwag.com/tr/info,w1,7TT

Silindirik ağırlık seti (1 mg - 500 g), tahta kutuda

OK-401-0082



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Teknik Veriler

Metrolojik parametreler

| | |
|---------------|--------------|
| OIML sınıfı | M1 |
| Ağırlık | 1 111,11 g |
| Nominal değer | 1 mg - 500 g |
| Quantity | 24 adet |

İle uyumlu (Additional Fee)

Fırçalar