



More information on the website  
[mirror.radwag.com/pl/info,w1,7U9](https://mirror.radwag.com/pl/info,w1,7U9)

## Wzorce masy klasy F2, cylindryczne z jamą adiustacyjną, zestaw (1 g - 50 g), opakowanie plastikowe



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

### Dane techniczne

Parametry metrologiczne	
Klasa dokładności OIML	F2
Konstrukcja	
Materiał	Stal nierdzewna
Masa	110 g
Wartość nominalna	1 – 50 g
Ilość	8 szt

### Pasuje do

Pincety

Pędzle