



More information on the website  
[mirror.radwag.com/pl/info,w1,7U9](http://mirror.radwag.com/pl/info,w1,7U9)

# Wzorce masy klasy F2, cylindryczne z jamą adiustacyjną, zestaw (1 g - 50 g), opakowanie plastikowe

OK-302-0024



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

## Dane techniczne

Parametry metrologiczne	
Klasa dokładności OIML	F2
Konstrukcja	
Materiał	Stal nierdzewna
Masa	110 g
Wartość nominalna	1 – 50 g
Ilość	8 szt

## Pasuje do (Dodatkowo płatne)

Pincety

Pędzle