



More information on the website
mirror.radwag.com/es/info,w1,7UG

Cilíndrico con cámara de ajuste, juego (1 g - 500 g), caja de plástico

OK-302-0027



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Datos técnicos

Parámetros metrológicos

Clase OIML	F2
------------	----

Construcción

Material	Acero inoxidable
----------	------------------

Masa	1 110 g
------	---------

Valor nominal	1 – 500 g
---------------	-----------

Número	12 pieza
--------	----------

Trabaja con (Additional Fee)

Pinzas

Cepillos